


ウエスタンブロッティング・Elisa用 Anti-Rest/Nrsf ウサギポリクローナル抗体 - Q13127

商品番号: CM0024956



前書き

神経性遺伝子リプレッサーであるREST/NRSFを標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWBおよびELISAで実用化されています。クロマチン修飾や神経変性疾患研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REST/NRSF ウサギpAb
別名	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
対象種	ヒト
遺伝子ID	5978
免疫原	ヒトREST/NRSF(NP_005603.3)のアミノ酸25-130番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q13127
タンパク質分子量	122kDa
輸送方法	氷袋