

Wb、If/Icc、Elisa用抗Retウサギモノクローナル抗体 - P07949

商品番号: CM0002652



前書き

ヒトRet原癌遺伝子に対するウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスの反応性で、WB、IF/ICC、ELISAについて検証済みです。細胞シグナル伝達、がん、および神経発達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ret Rabbit mAb
備考/別名	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Ret
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5979
GeneID	5979
免疫原	ヒトRet (NP_066124.1) のアミノ酸1000-1100に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P07949
タンパク質分子量	124 kDa
配送	氷袋