


Wb、Elisa用Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2ポリクローナル抗体 - Q14995

商品番号: CM0020866



前書き

ヒト Rev-erb

beta/NR1D2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、マウスおよびラットとの交差反応性を有し、WBおよびELISAに適しています。概日リズムおよび代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rev-erb beta/NR1D2ウサギpAb
備考／別名	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBBeta; Rev-erb beta/NR1D2
種	ヒト
GeneID	9975
免疫原	ヒト Rev-erb beta/NR1D2 (NP_005117.3) のアミノ酸220〜300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14995
タンパク質分子量	65kDa
輸送条件	保冷バッグ