


抗Rexo2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y3B8

商品番号: CM0014891



前書き

ヒトREXO2に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアRNA分解および転写開始の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	REXO2 ウサギpAb
備考／別名	RFN; SFN; REX2; CGI-114; REXO2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	25996
GeneID	25996
免疫原	ヒトREXO2（NP_056338.2）のアミノ酸26～237番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3B8
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷剤