


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rfc1ウサギポリクローナル抗体 - P35251

商品番号: CM0021212



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISA用として検証済みのRFC1ウサギポリクローナル抗体。DNA複製におけるPCNAのローディングに必須である複製因子Cサブユニット1（128 kDa）を標的とします - P35251。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RFC1 Rabbit pAb
備考／別名	A1; RFC; PO-GA; RECC1; CANVAS; MHCBBF; RFC140; RFC1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5981
GeneID	5981
免疫原	ヒトRFC1（NP_001191676.1）のアミノ酸400～700に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35251
タンパク質分子量	128 kDa
輸送	保冷バッグ