


WbおよびElisa用 Anti-Rfc3 ポリクローナル抗体 - P40938

商品番号: CM0030061



前書き

ヒトRFC3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のRFC3を検出します。DNA複製およびPCNAローディング研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RFC3 Rabbit pAb
備考/別名	RFC38, RFC3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5983
GeneID	5983
免疫原	ヒトRFC3のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002906.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40938
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ