


Wb用 抗Rfc4 ウサギポリクローナル抗体 - P35249

商品番号: CM0029890



前書き

この抗RFC4ウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびラットサンプルにおけるWB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みであり、DNA複製およびPCNAローディング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RFC4 Rabbit pAb
備考/別名	A1; RFC37; RFC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5984
GeneID	5984
免疫原	ヒトRFC4 (NP_002907.1) のアミノ酸204-363に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P35249
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ