


Wb、Elisa用 Anti-Rfc5 ポリクローナル抗体 - P40937

商品番号: CM0028513



前書き

ヒトRFC5を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットRFC5と交差反応性あり。DNA複製およびPCNAローディング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RFC5 ウサギ pAb
備考/別名	RFC36; RFC5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5985
GeneID	5985
免疫原	ヒトRFC5 (NP_031396.1) のアミノ酸181-340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40937
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ