

WbおよびElisa用Anti-Rfk Rfkポリクローナル抗体 - Q969G6

商品番号: CM0029170



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション向けの高品質RFKウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルに適しています。組換えタンパク質免疫原（aa 1-155）で検証済みであり、FAD合成の重要な酵素であるリボフラビンキナーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RFK Rabbit pAb
備考/エイリアス	RIFK; RfK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55312
GeneID	55312
免疫原	ヒトRFK (NP_060809.3) のアミノ酸1-155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q969G6
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ