

Wb、Elisa用抗Rfp12ウサギポリクローナル抗体 - O75678

商品番号: CM0017257

前書き

WBおよびELISAで検証済みのRFPL2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのRFPL2（RINGフィンガータンパク質79、42 kDa）を検出します。RFPL2は前立腺および脳で発現するジンクフィンガータンパク質です。泌尿生殖器系の生物学研究に適しています。SWISS: O75678。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RFPL2ウサギpAb
備考／別名	RNF79; RFPL2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10739
遺伝子ID	10739
免疫原	ヒトRFPL2（NP_006596.2）のアミノ酸50～150内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O75678
タンパク質分子量	42 kDa
輸送	保冷バッグ