


抗Rfwd2/Cop1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Nhy2

商品番号: CM0017275



前書き

ヒトRFWD2/COP1（E3ユビキチンタンパク質リガーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。アミノ酸582-731を標的としており、ユビキチン化および癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RFWD2 Rabbit pAb
別名	FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200
対象種	ヒト
GeneID	64326
免疫原	ヒトRFWD2（NP_071902.2）のアミノ酸582-731に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHY2
タンパク質分子量	80kDa
発送方法	氷袋