

Wb、Elisa用 抗Rfx2 ポリクローナル抗体 - P48378

商品番号: CM0019704

前書き

WBおよびELISAで検証済みのRFX2ウサギポリクローナル抗体。精子形成と絨毛形成の鍵となる転写因子であるヒトおよびマウスRFX2を認識。生殖生物学および遺伝子制御研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	RFX2 ウサギ pAb
備考/別名	RFX2
種	ヒト
遺伝子ID	5990 (ヒト)
免疫原	ヒトRFX2 (NP_000626.2) のアミノ酸295-450を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P48378
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷バッグ