

Anti-Rfx3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P48380

商品番号: CM0012927

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に検証されたウサギ抗RFX3ポリクローナル抗体。ヒト転写因子RFX3を標的とし、繊毛形成および膵島細胞分化の重要な制御因子です。発生および繊毛症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RFX3 Rabbit pAb
備考/別名	RFX3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5991
GeneID	5991
免疫原	組換えタンパク質 ヒト RFX3 (NP_602304.1) のアミノ酸280-430に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P48380
タンパク質分子量	84kDa
配送	アイスバッグ