

Wb、Elisa用抗Rga1（Gpa1）ポリクローナル抗体 - Q0Dj33

商品番号: CM0022062

前書き

Oryza sativa

RGA1（GPA1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。イネで検証済みであり、植物の成長シグナル伝達およびジベレリン／ブラシノステロイド経路の研究に役立ちます。 - Q0DJ33

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGA1 ウサギpAb
備考／別名	D1; GA1; GPA1; RGA1; GP-alpha-1; OJ1005_D04.15
生物種	Oryza sativa
GeneID	4338448
免疫原	Oryza sativa RGA1（Q0DJ33）のアミノ酸22～230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	Oryza sativa
SWISS	Q0DJ33
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷剤