


Anti-Rgap1モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H0H5

商品番号: CM0003317



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのRGAP1ウサギモノクローナル抗体。ヒトRGAP1（Rac GTPase-activating protein

1）、重要な細胞質分裂制御因子を認識します。細胞周期、がん、および造血の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGAP1 Rabbit mAb
備考/別名	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29127
遺伝子ID	29127
免疫原	ヒトRGAP1（Q9H0H5）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H0H5
タンパク質分子量	71 kDa
配送	アイスバッグ