


Anti-Rgap1 ウサギモノクローナル抗体（Kd検証済み）Wb、Ihc-P、Elisa用 - Q9H0H5

商品番号: CM0009817



前書き

RGAP1 (Rac GTPase-activating protein

1) ウサギモノクローナル抗体、KD検証済み、WB、IHC-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットRGAP1 (71 kDa) を検出。細胞分裂および赤血球造血に関与する重要なサイトカインシス制御因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] RGAP1 Rabbit mAb
備考/別名	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; [KD検証済み] RGAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29127
遺伝子ID	29127
免疫原	ヒト RGAP1 (NP_037409.2) のアミノ酸533-632内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0H5
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスバッグ