

WbおよびElisa用 抗Rgl2 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Gxw1

商品番号: CM0020341

前書き

シロイヌナズナ DELLAタンパク質 RGL2 (RGA-like 2) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。ジベレリンシグナル伝達、種子発芽、植物ストレス応答研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGL2 ウサギ pAb
備考/別名	RGA-like 2; T21P5.I3; T21P5_I3; RGL2
種	シロイヌナズナ
GeneID (ヒト)	5863
GeneID	821251
免疫原	組換えタンパク質 シロイヌナズナ RGL2 (NP_186995.1) のアミノ酸 40-156 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ
SWISS	Q8GXW1
タンパク質重量	60kDa
発送	保冷バッグ