

Anti-Rgl3 ウサギポリクローナル抗体 - Rgl3

商品番号: CM0024091

前書き

シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana) RGL3タンパク質を標的とするポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。組換え融合タンパク質を用いてウサギで作製され、シロイヌナズナとの交差反応性が検証されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGL3 Rabbit pAb
種	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
免疫原	シロイヌナズナRGL3 (NP_197251.1) のアミノ酸1-106に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
配送方法	氷袋