

WbおよびElisa用 Anti-Rgma ウサギモノクローナル抗体 - Q96B86

商品番号: CM0003065



前書き

ヒト Repulsive Guidance Molecule A (RGMA)に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みでラットとの交差反応性あり。神経系発生、神経突起伸長抑制、BMPシグナル経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGMA ウサギmAb
備考/別名	RGM; RGMA
種	ヒト
遺伝子ID	56963
免疫原	ヒトRGMA (Q96B86)のアミノ酸350-450に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q96B86
タンパク質分子量	49 kDa
発送	保冷バッグ