


Wb、Elisa用 抗Rgnポリクローナル抗体 - Q15493

商品番号: CM0027370



前書き

ヒトレグカルシン（RGN/SMP30）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラットを検出。カルシウムシグナリングおよびグルコノラクトナーゼ研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGN ウサギ pAb
備考/別名	RC; GNL; SMP30; HEL-S-41; RGN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9104
GeneID	9104
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRGN (NP_004674.1) のアミノ酸1-299に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15493
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ