

Wb、Elisa用 抗Rgrポリクローナル抗体 - P47804

商品番号: CM0027041

前書き

ヒトRGR (RPE-retinal G protein-coupled receptor) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。視覚サイクル、網膜色素上皮、レチノイド異性化に関する研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	RGR ウサギ pAb
備考/別名	RP44; RGR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5995
GeneID	5995
免疫原	ヒトRGR (NP_002912.2) のアミノ酸156-295に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P47804
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ