

WbおよびElisa用Anti-Rgs10ウサギポリクローナル抗体 - O43665

商品番号: CM0026219



前書き

ヒトRGS10を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットと交差反応し、約21kDaのタンパク質を検出します。GPCRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGS10 Rabbit pAb
備考/エイリアス	RGS10
種	ヒト
遺伝子ID	6001
免疫原	ヒトRGS10 (NP_001005339.1) のアミノ酸1-181に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43665
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋