

Wb、Elisa用抗Rgs13ポリクローナル抗体 - O14921

商品番号: CM0017965

前書き

RGS13ポリクローナル抗体（ウサギ、WB/ELISA検証済み）は、Gタンパク質シグナル伝達の調節因子であるヒトRGS13（19kDa）を標的とします。マウスおよびラットと交差反応します。シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RGS13ウサギpAb
備考／別名	RGS13
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6003
GeneID	6003
免疫原	ヒトRGS13（NP_002918.1）のアミノ酸1～159に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O14921
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ