


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Rgs14 ポリクローナル抗体 - O43566

商品番号: CM0030142



前書き

ヒトRGS14に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。61kDaのタンパク質を標的とし、GPCRシグナリングおよび記憶研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGS14 Rabbit pAb
備考/別名	RGS14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10636
GeneID	10636
免疫原	ヒトRGS14 (NP_006471.2) のアミノ酸230-510に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43566
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ