


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Rgs2ポリクローナル抗体 - P41220

商品番号: CM0020384



前書き

ヒトRGS2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。Gタンパク質シグナル伝達および血圧調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGS2 Rabbit pAb
備考/別名	G0S8; RGS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5997
GeneID	5997
免疫原	ヒトRGS2 (NP_002914.1) のアミノ酸1-211に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P41220
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ