

Anti-Rgs20 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - 076081

商品番号: CM0025850

前書き

組換えヒトRGS20（aa 1-241）を免疫原として作製したAnti-RGS20ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。Gタンパク質シグナリング阻害に関与する、Gz選択的GTPアーゼ活性化タンパク質であるGタンパク質シグナリング調節因子20を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGS20 Rabbit pAb
備考/別名	RGSZ1; ZGAP1; gz-GAP; g(z)GAP; RGS20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8601
GeneID	8601
免疫原	ヒトRGS20（NP_003693.2）のアミノ酸1-241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	076081
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋