

Wb、If/Icc、Elisa用抗Rgs4ウサギポリクローナル抗体 - P49798

商品番号: CM0022549

前書き

CamelBioは、ヒトRGS4（SWISS P49798）に対するウサギポリクローナル抗体を提供しています。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットの相同体を認識します。GPCRシグナル伝達およびその調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	RGS4ウサギpAb
備考／別名	RGP4; SCZD9; RGS4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5999
GeneID	5999
免疫原	ヒトRGS4（NP_005604.1）のアミノ酸1～100内の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49798
タンパク質分子量	23 kDa
配送	保冷バッグ