

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rhbdd1 ポリクローナル抗体 - Q8Teb9

商品番号: CM0014363



前書き

RHBDD1 ウサギ pAb

は、WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのRHBDD1（ERAD、アポトーシス、精子形成に関与するロンボイドプロテアーゼ）と反応します。研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RHBDD1 ウサギ pAb
備考/別名	RRP4; RHBDL4; RHBDD1
種	ヒト
GeneID	84236
免疫原	ヒトRHBDD1（NP_115652.2）のアミノ酸206-315に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TEB9
タンパク質分子量	36kDa
発送	氷袋