

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rhbdf1 ポリクローナル抗体 - Q96Cc6

商品番号: CM0024121

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用にバリデート済みのAnti-RHBDF1ポリクローナル抗体（ウサギ）。ヒトの不活性ロンボイドタンパク質1（iRhom1）を標的とし、マウスおよびラットと交差反応性あり。EGFRシグナル伝達およびタンパク質輸送研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RHBDF1 ウサギ pAb
備考/別名	Dist1; hDist1; C16orf8; EGFR-RS; gene-89; gene-90; RHBDF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64285
免疫原	ヒトRHBDF1 (NP_071895.3) のアミノ酸200-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96CC6
タンパク質分子量	97kDa
輸送	保冷バッグ