


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rhebウサギポリクローナル抗体 - Q15382

商品番号: CM0018212



前書き

RheBウサギpAbは、WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションにおいて、ヒト、マウス、ラットのRheBタンパク質（約20 kDa）を検出します。mTORシグナル伝達および細胞増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RheBウサギpAb
備考／別名	RHEB2; RheB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6009
GeneID	6009
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15382
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ