


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Rhoaウサギポリクローナル抗体 - P61586

商品番号: CM0013958



前書き

WB、IHC-P、ELISA用のRhoA（ARHA）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞骨格の構築、細胞遊走、シグナル伝達の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RhoAウサギpAb
備考／別名	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	387
免疫原	合成ペプチド ヒトRhoA（NP_001655.1）のアミノ酸94～193内の配列に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61586
タンパク質分子量	22kDa
輸送条件	保冷バッグ