

抗Rhoaウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応) - P61586

商品番号: CM0013576



前書き

CamelBioの抗RhoAウサギポリクローナル抗体（P61586）は、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットのRhoA（22

kDa）を検出可能で、細胞骨格や細胞遊走を制御する低分子量GTPaseです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RhoA Rabbit pAb
備考/別名	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	387
GeneID	387
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61586
タンパク質重量	22 kDa
配送	アイスパック