


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Rhoa/Rhob/Rhocモノクローナル抗体 - Q16695 / P68431

商品番号: CM0012061



前書き

Rabbit monoclonal antibody against RHOA/RHOB/RHOC, validated for WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reacts with human, mouse, rat. 22kDa protein – Q16695 / P68431.

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RHOA/RHOB/RHOC Rabbit mAb
備考/別名	ARH9; ARHC; H9; RHOH9; RHOA/RHOB/RHOC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	387/388/389
遺伝子ID	389/387/388
免疫原	ヒト RHOA/RHOB/RHOC (P08134) のアミノ酸1-193に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋