


Wb、Elisa用抗RhoBポリクローナル抗体 - P62745

商品番号: CM0029618



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質ウサギ抗RhoBポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのRhoB（約22 kDa）を検出します。アポトーシス、がん、細胞シグナル伝達研究に適しています。 - P62745

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RhoB Rabbit pAb
別名	ARH6; ARHB; RHOH6; MST081; MSTP081; RhoB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	388
遺伝子ID	388
免疫原	ヒトRhoB (NP_004031.1) のアミノ酸100-190領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62745
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	保冷剤