

ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Rhobtb2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Byz6

商品番号: CM0019933

前書き

ヒトRHOBTB2 (DBC2/p83)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、I
F/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの
交差反応性あり。細胞増殖およびアポトーシス研究に
最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RHOBTB2 ウサギ pAb
備考/別名	p83, DBC2, DEE64, EIEE64, RHOBTB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23221
GeneID	23221
免疫原	ヒトRHOBTB2 (NP_001153508.1) のアミノ酸320-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYZ6
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ