

Wb、If/Icc、Elisa用抗Rhocポリクローナル抗体 - P08134

商品番号: CM0020657



前書き

ヒトRhoCに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのRhoC（約22 kDa）を認識します。シグナル伝達および細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RhoCウサギpAb
備考／別名	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; RhoC
種	ヒト
GeneID（ヒト）	389
GeneID	389
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08134
タンパク質分子量	22 kDa
輸送	保冷バッグ