

Anti-Rhoc Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Elisa - P08134

商品番号: CM0014664



前書き

KO検証済みのRhoC (P08134)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用に設計されており、ヒトおよびラットとの交差反応性を示します。シグナル伝達、細胞骨格ダイナミクス、および細胞質分裂におけるRhoCの役割の調査を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] RhoC Rabbit pAb
備考/エイリアス	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; oC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	389
GeneID	389
免疫原	ヒトRhoC (NP_786886.1) のアミノ酸1-193に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P08134
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ