

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Rhodポリクローナル抗体 - O00212

商品番号: CM0028433



前書き

ヒトRHOD (RhoD) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。推定分子量は23 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RHOD ウサギpAb
備考/別名	Rho; ARHD; RHOM; RHOHP1; RHOD
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29984
遺伝子ID	29984
免疫原	ヒトRHOD (NP_055393.1) のアミノ酸101-200内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00212
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	氷袋