


Wb、Ihc-P、Elisa用抗ロドプシンウサギポリクローナル抗体 - P08100

商品番号: CM0019980



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのロドプシンに対するウサギポリクローナル抗体です。マウスおよびラットと交差反応します。微光視覚と光伝達研究に不可欠なGタンパク質共役型光受容体を標的とした研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rhodopsin Rabbit pAb
備考/別名	RP4; OPN2; CSNBAD1; ロドプシン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6010
GeneID	6010
免疫原	合成ペプチド：ヒトロドプシン (NP_000530.1) のアミノ酸200番からC末端までの配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P08100
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋