


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Rhogウサギポリクローナル抗体 - P84095

商品番号: CM0023061



前書き

ウェスタンブロット(WB)、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗RHOG抗体です。ヒト、マウス、ラットのRHOGと交差反応します。免疫シナプス、細胞遊走、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RHOG Rabbit pAb
備考/別名	ARHG; RHOG
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	391
GeneID	391
免疫原	ヒト RHOG (NP_001656.2) のアミノ酸50～150番領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84095
タンパク質分子量	21kDa
配送方法	保冷剤