


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Rhogap ウサギポリクローナル抗体 - Q13017

商品番号: CM0025734



前書き

RhoGAP ウサギポリクローナル抗体 (Q13017)

は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。RhoファミリーのGTPase活性化タンパク質。細胞シグナル伝達および細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RhoGAP ウサギ pAb
備考/別名	GFI2; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	394
免疫原	ヒト RhoGAP (NP_001164.2) のアミノ酸1292-1501に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13017
タンパク質分子量	172kDa
発送	保冷バッグ