

Wb、Elisa用 抗Rhogdi ポリクローナル抗体 - P52565

商品番号: CM0014115



前書き

KO検証済みの抗RhoGDIポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットに反応。Rho GTPaseシグナリングと細胞運動性調節の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] RhoGDI ウサギ pAb
備考/別名	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	396
遺伝子ID	396
免疫原	組換えタンパク質；ヒトRhoGDI（NP_001172006.1）のアミノ酸1-204に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52565
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ