

Wb, If/Icc, Elisa用 抗Rhoh ウサギポリクローナル抗体 - Q15669

商品番号: CM0024801

前書き

ヒトRHOH (RhoH, TTF)
ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。造血細胞シグナル伝達、T細胞分化、肥満細胞機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RHOH Rabbit pAb
備考/別名	TTF; ARHH; RHOH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	399
GeneID	399
免疫原	ヒトRHOH (NP_004301.1) のアミノ酸1-191に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15669
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋