


抗Rhot1/Miro1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）- Q8Ixi2

商品番号: CM0026150



前書き

ヒトRHOT1/MIRO1（ミトコンドリアRho GTPase 1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットを検出します。組換え免疫原（アミノ酸310-590）を使用しており、ミトコンドリア輸送および分裂研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] RHOT1/MIRO1 ウサギpAb
備考/別名	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; RHOT1/MIRO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55288
遺伝子ID	55288
免疫原	ヒトRHOT1/MIRO1 (NP_060777.3) のアミノ酸310-590に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IXI2
タンパク質分子量	71kDa
発送方法	保冷剤