

Wb用 抗Rhot2 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ixi1

商品番号: CM0027877



前書き

ヒトRHOT2 (MIRO-2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用可能。マウス、ラットと交差反応性あり。ミトコンドリア輸送と細胞内分布の研究に。UniProt Q8IXI1。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RHOT2 Rabbit pAb
備考/別名	RASL; ARHT2; MIRO2; MIRO-2; C16orf39; RHOT2
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	89941
GeneID	89941
免疫原	ヒトRHOT2 (NP_620124.1) のアミノ酸340-550に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IXI1
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	保冷バッグ