

Wb、Elisa用抗Rhouポリクローナル抗体 - Q7L0Q8

商品番号: CM0020766



前書き

ヒトRHO（WRCH1、CDC42L1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISA用途で検証済み。細胞形態、細胞骨格の組織化、細胞遊走の研究に關与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RHO ウサギpAb
備考／別名	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHO
種	ヒト
GeneID（ヒト）	58480
GeneID	58480
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7L0Q8
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ