

WbおよびElisa用Anti-Ric8Aウサギポリクローナル抗体 - Q9Npq8

商品番号: CM0017595

前書き

WBおよびELISAで検証された高品質なanti-RIC8Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRIC8A（synembryn-A）、Gαタンパク質のシャペロンおよびGEFを検出します。細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RIC8A Rabbit pAb
備考/エイリアス	RIC8; RIC8A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60626
GeneID	60626
免疫原	ヒト RIC8A (NP_001273063.1) のアミノ酸362-531に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPQ8
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋