


Wb用Anti-Rictorポリクローナル抗体 - Q6R327

商品番号: CM0027561



前書き

WBおよびELISAで検証済みのRICTORウサギポリクローナル抗体。ヒトRICTORを認識し、ラットとの交差反応性があります。この約192 kDaのタンパク質はmTORC2の重要なアダプターであり、AKTリン酸化と細胞増殖を媒介します。 - Q6R327

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RICTOR Rabbit pAb
備考/別名	PIA, AVO3, hAVO3, RICTOR
種	ヒト
GeneID	253260
免疫原	ヒトRICTOR (NP_689969.2) のアミノ酸1043-1142に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q6R327
タンパク質分子量	192kDa
配送	氷袋