

Wb、Elisa用抗Rig-I/Ddx58モノクローナル抗体 - O95786

商品番号: CM0009681



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの抗Rig-I/DDX58ウサギモノクローナル抗体（SWISS O95786）。自然抗ウイルス免疫において重要な細胞質RNAセンサーであるヒトRIG-Iを検出します。感染症およびインターフェロンシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rig-I/DDX58ウサギmAb
備考／別名	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
種	ヒト
遺伝子ID	23586（ヒト）
免疫原	合成ペプチド：ヒトRig-I/DDX58由来の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95786
タンパク質分子量	107 kDa
配送	保冷バッグ