

Anti-Rig-I/Ddx58 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95786

商品番号: CM0007108



前書き

ヒト Rig-I/DDX58 (RIG-I, DDX58)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。自然免疫および抗ウイルス応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rig-I/DDX58 Rabbit mAb
図/別名	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23586
GeneID	23586
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95786
タンパク質分子量	107 kDa
配送	アイスバッグ